


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcb11 Pour If/Icc Et Elisa - O95342

Numéro d'article: CM0018732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ABCB11 humain (BSEP), validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la pompe d'exportation des sels biliaires, les études du transport hépatique et l'investigation de la cholestase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ABCB11
Remarques/alias	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Espèce	Homme
GeneID (humain)	8647
GeneID	8647
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1050 et 1150 de l'ABCB11 humain (NP_003733.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95342
Poids moléculaire de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac de glace