


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcb11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Numéro d'article: CM0027707



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ABCB11 (BSEP), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le transport des sels biliaires et la cholestase intra hépatique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ABCB11 Lapin pAb                                                                                                          |
| Remarques/Alias      | BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                                    |
| ID de gène (Humain)  | 8647                                                                                                                      |
| ID de gène           | 8647                                                                                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1050-1150 de l'ABCB11 humain (NP_003733.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps Polyclonaux                                                                                                     |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                | O95342                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 146kDa                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                              |