

Anticorps Polyclonal Anti-Abcb4 Pour Wb, Elisa - P21439

Numéro d'article: CM0030829



Introduction

Anticorps polyclonal anti-ABCB4 de haute qualité validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'ABCB4 humain et souris, une phospholipide floppase cruciale pour la sécrétion lipidique biliaire. Idéal pour la recherche sur les maladies hépatobiliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5244
GeneID	5244
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de l'ABCB4 humain (NP_061337.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21439
Poids de la protéine	142kDa
Expédition	Sac de glace