


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcb7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75027

Numéro d'article: CM0015236



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ABCB7 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport mitochondrial des clusters fer-soufre et la biosynthèse de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ABCB7
Remarques/Alias	ABCB7 ; ASAT ; Atm1p ; EST140535 ; ABCB7
Espèce	Humain
Identifiant du gène	22
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 503-753 de l'ABCB7 humain (NP_004290.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75027
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace