


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcb8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Numéro d'article: CM0030529



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ABCB8 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la sous-unité de liaison à l'ATP du canal potassique mitochondrial impliquée dans le transport du fer et la fonction cardiaque. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCB8 Lapin pAb
Remarques/Alias	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 469-718 de l'ABCB8 humain (NP_009119.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NUT2
Poids moléculaire	80kDa
Expédition	Sac de glace