

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcc5 Pour Wb, Elisa - O15440

Numéro d'article: CM0025210



Introduction

ABCC5 Rabbit pAb validé pour WB, ELISA.
Détece l'ABCC5 (MRP5) humain, murin, rat.
Immunogène recombinant (aa 1-179). Pour la recherche sur le transport et la résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCC5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRP5 ; SMRP ; ABC33 ; MOATC ; MOAT-C ; pABC11 ; EST277145 ; ABCC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10057
GeneID	10057
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de l'ABCC5 humain (NP_005679.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15440
Poids moléculaire de la protéine	161 kDa
Expédition	Sac glacé