

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcc5/Mrp5 Pour If-P Et Elisa - O15440

Numéro d'article: CM0025839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCC5/MRP5 humain, validé pour les applications IF-P et ELISA. La MRP5 est un transporteur dépendant de l'ATP impliqué dans la résistance médicamenteuse et l'efflux des métabolites. Adapté à la recherche en cancérologie et en pharmacologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ABCC5/MRP5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Espèce	Humain
GeneID	10057
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1101 et 1200 de l'ABCC5/MRP5 humain (NP_005679.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15440
Poids de la protéine	161 kDa
Expédition	Sachet de glace