

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcc6 Pour Wb, Elisa - 095255

Numéro d'article: CM0027206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCC6 humain, adapté pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des transporteurs ABC, de la résistance aux médicaments et de la pseudoxanthome élastique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GACI2; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	368
GeneID	368
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 830-940 de l'ABCC6 humain (NP_001162.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	095255
Poids Protéique	165kDa
Expédition	Sac de glace