


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abcd1 / Ald Pour Wb, Elisa - P33897

Numéro d'article: CM0007568



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre ABCD1/ALDP (acides a-aminés 650-745). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. ABCD1 est un transporteur ATP-dépendant de VLCFA critique pour le métabolisme des acides gras peroxisomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCD1 / ALD mAb Lapin
Remarques/Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	215
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-745 de l'ABCD1 / ALD humain (NP_000024.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P33897
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace