


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P33897

Numéro d'article: CM0013027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCD1 humain (ALDP), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ABCD1 humain et murin ; adapté à la recherche sur le transport peroxysomal et l'adrénoleucodystrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALD ; AMN ; ALDP ; ABC42 ; ABCD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	215
Identifiant du gène	215
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-500 de l'ABCD1 humain (NP_000024.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P33897
Poids moléculaire de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace