


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abce1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61221

Numéro d'article: CM0006184



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ABCE1 pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris. Cible le recyclage des ribosomes et l'inhibition de la RNase L ; idéal pour la recherche sur la traduction et l'antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre ABCE1
Remarques / Alias	RLI ; OABP ; RLI1 ; ABC38 ; RNS4I ; RNASEL1 ; RNASELI ; ABCE1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6059
ID du gène	6059
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-599 de l'ABCE1 humain (NP_002931.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61221
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace