


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abce1 Pour Wb Et Elisa - P61221

Numéro d'article: CM0025758



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ABCE1 (P61221) détecte l'ABCE1 humain et de souris, un facteur de recyclage des ribosomes et un inhibiteur de la RNase L. Convient pour les applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la traduction, de la surveillance de l'ARNm et des voies antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ABCE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6059
ID de Gène	6059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-599 de l'ABCE1 humaine (NP_002931.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P61221
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace