


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Abcf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne71

Numéro d'article: CM0003418



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-ABCF1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible ABCF1/ABC50 humain, un facteur d'initiation de la traduction et une protéine de liaison à l'ATP. Idéal pour la recherche et les applications de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCF1 mAb Lapin
Remarques/Alias	ABCF1; ABC50; ABCF1
Espèce	Humain
ID de gène	23
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 746-845 de l'ABCF1 humain (Q8NE71).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NE71
Poids moléculaire	96kDa
Expédition	Sac de glace