

Anticorps Polyclonal Anti-Abcf2 Pour Wb - Q9Ug63

Numéro d'article: CM0030313

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre ABCF2 (SWISS : Q9UG63), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur les transporteurs ABC et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ABCF2
Remarques/Alias	ABC28 ; HUSSY18 ; HUSSY-18 ; EST133090 ; ABCF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10061
GeneID	10061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'humain ABCF2 (NP_005683.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UG63
Poids protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace