

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Abcg1 Pour Wb, Elisa - P45844

Numéro d'article: CM0003002



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ABCG1 validé pour WB et ELISA, reconnaissant l'ABCG1 humain, de souris et de rat. Conçu pour les études sur l'efflux du cholestérol et le transport lipidique dans les macrophages et autres tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCG1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9619
GeneID	9619
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45844
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace