

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcg1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

Numéro d'article: CM0030897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCG1 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'IHC et l'ELISA. Détecte l'ABCG1 dans des échantillons humains, de souris et de rat, utile pour les études sur l'efflux du cholestérol/phospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6-120 de l'ABCG1 humain (NP_004906.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45844
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace