


Anticorps Polyclonal Anti-Abcg2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Unq0

Numéro d'article: CM0029398



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCG2 humain (BCRP), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Ce transporteur de médicaments de 72 kDa joue un rôle clé dans la résistance aux médicaments et l'efflux des métabolites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9429
Identifiant du gène	9429
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'ABCG2 humain (NP_004818.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNQ0
Poids moléculaire de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace