


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abcg2 Pour Wb, Elisa - Q9Unq0

Numéro d'article: CM0003790



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le transporteur humain ABCG2, validé pour les applications de Western blot et ELISA. Idéal pour étudier la multirésistance aux médicaments, la fonction des transporteurs ABC et l'expression des biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-ABCG2
Remarques/Alias	MRX ; MXR ; ABCP ; BCRP ; BMDP ; MXR1 ; ABC15 ; BCRP1 ; CD338 ; GOUT1 ; MXR-1 ; CDw338 ; CDw388 ; UAQTL1 ; EST157481 ; ABCG2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9429
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100-200 de l'ABCG2 humain (Q9UNQ0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNQ0
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace