


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Abcg2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Numéro d'article: CM0004758



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ABCG2 (Q9UNQ0) de haute qualité validé pour WB, IF-P, ELISA chez l'Humain, la Souris. Idéal pour l'étude de la résistance aux médicaments, du transport de l'urate et de la biologie des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCG2 Lapin mAb
Remarques/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9429
GeneID	9429
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 101-200 de l'ABCG2 humaine (NP_004818.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNQ0
Poids moléculaire	68kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace