


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcg8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H221

Numéro d'article: CM0019794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCG8 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Homme et le Rat. Cible la stéroline-2, un transporteur de stérols clé impliqué dans l'absorption du cholestérol alimentaire et l'excrétion biliaire. Adapté à la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCG8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64241
ID du gène	64241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de l'ABCG8 humain (NP_071882.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H221
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace