

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abf3 (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

Numéro d'article: CM0023729

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ABF3 d'Arabidopsis thaliana (facteur de liaison aux éléments responsifs à l'acide abscissique 3). Validé pour les applications Western blot et ELISA. L'immunogène recombinant couvre les acides aminés 260-360. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress chez les plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ABF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	facteur de liaison aux éléments responsifs à l'acide abscissique 3 ; AtABF3 ; FACTEUR DE LIAISON AU PROMOTEUR DC3 5 ; DPBF5 ; F17I5.200 ; ABF3
Espèce	Arabidopsis thaliana
ID de Gène	829547
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 260-360 de l'ABF3 d'Arabidopsis thaliana (NP_567949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Arabidopsis thaliana
Expédition	Sac de glace