

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abhd4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

Numéro d'article: CM0018988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ABHD4 humain (protéine 4 contenant un domaine alpha/bêta-hydrolase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la lipase des N-acylphosphatidyléthanolamines et de la biosynthèse des endocannabinoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ABHD4
Remarques/Alias	ABH4 ; ABHD4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	63874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-342 de l'ABHD4 humain (NP_071343.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8TB40
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac de glace