

Anticorps Monoclonal Anti-Abhd5 Pour Wb, Elisa - Q8Wts1

Numéro d'article: CM0009157

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ABHD5 humain (CGI-58), adapté aux applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Utile pour étudier la biologie des gouttelettes lipidiques, la biosynthèse de l'acide phosphatidique et le métabolisme des triacylglycérols.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABHD5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CGI58 ; IECN2 ; NCIE2 ; ABHD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51099
GeneID	51099
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'ABHD5 humain (Q8WTS1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8WTS1
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace