

Mab De Lapin Anti-Abhd6 Pour Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Numéro d'article: CM0011305

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-Abhd6 validé par KO pour WB, IF-F, IHC-P, ELISA. Détecte ABHD6 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme lipidique et la signalisation endocannabinoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Abhd6 [validé par KO]
Remarques/Alias	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	57406
ID de gène	66082
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 119-315 de l'Abhd6 de souris (NP_001317993.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8R2Y0
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace