


Anticorps Polyclonal Anti-Abi1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Numéro d'article: CM0021121



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant l'ABI1 humain (Abi-1, E3B1) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'ABI1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat — adapté aux études sur la signalisation cellulaire, la dynamique du cytosquelette et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-230 de l'ABI1 humain (NP_001012770)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZP0
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sachet de glace