

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abi3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2A4

Numéro d'article: CM0006602

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ABI3 humain (NESH/SSH3BP3), adapté au Western blot, à l'immunohistochimie (paraffine) et à l'ELISA. Détecte l'ABI3 humain, murin et de rat, avec un poids moléculaire prédit de 39 kDa. Idéal pour les études sur les métastases tumorales et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ABI3 Rabbit mAb                                                                           |
| Remarques/Alias      | NESH ; SSH3BP3 ; ABI3                                                                     |
| Espèce               | Homme                                                                                     |
| GeneID (humain)      | 51225                                                                                     |
| GeneID               | 51225                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant les a.a. 197-366 de l'ABI3 humain (NP_057512.2) |
| Source               | Lapin                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                          |
| Réactivité croisée   | Homme, souris, rat                                                                        |
| SWISS                | Q9P2A4                                                                                    |
| Poids de la protéine | 39 kDa                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                              |