

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abi4 Pour Wb Et Elisa - A0Mes8

Numéro d'article: CM0019171

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ABI4 d'*Arabidopsis thaliana*, un facteur de transcription sensible à l'éthylène impliqué dans la signalisation de l'ABA, les réponses au stress et le développement. Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche en biologie végétale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABI4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ABA INSENSITIVE 4 ; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4 ; ATAB14 ; GIN6 ; GLUCOSE INSENSITIVE 6 ; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3 ; ISI3 ; SALOBRENO 5 ; SAN5 ; SIS5 ; SUCROSE UNCOUPLED 6 ; SUGAR-INSENSITIVE 5 ; SUN6 ; T7M7.16 ; ABI4
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID (humain)	64116
GeneID	818614
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 d'ABI4 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_181551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	A0MES8
Poids moléculaire protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace