


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abl2 Pour Wb, Elisa - P42684

Numéro d'article: CM0002145



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ABL2 humain (ARG) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Validé pour la recherche sur le remodelage du cytosquelette et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ABL2 Rabbit mAb                                                                                                          |
| Remarques/Alias                  | ARG; ABL2; ABL2                                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)                  | 27                                                                                                                       |
| GeneID                           | 27                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de l'ABL2 humain (P42684). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                    |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée               | Humain, Rat                                                                                                              |
| SWISS                            | P42684                                                                                                                   |
| Poids moléculaire de la protéine | 128 kDa                                                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                             |