

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ablim2 Pour Wb, Elisa - Q6H8Q1

Numéro d'article: CM0021795



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ABLIM2 de haute qualité, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le muscle squelettique et la détection de la protéine 2 LIM de liaison à l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABLIM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABLIM2
Espèce	Homme
GeneID (humain)	84448
GeneID	84448
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q6H8Q1
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Poche de glace