


Anticorps Polyclonal Anti-Ablim3 Pour Wb Et Elisa - 094929

Numéro d'article: CM0020395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABLIM3 humain, une protéine d'échafaudage LIM liant l'actine. Applications : WB, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiaque et cérébrale. Proposé par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABLIM3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HMFN1661; ABLIM3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22885
Identifiant du gène	22885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-520 de l'ABLIM3 humain (NP_001287957.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O94929
Poids moléculaire de la protéine	78kDa
Expédition	Sac isotherme