

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abr Pour Wb Et Elisa - Q12979

Numéro d'article: CM0022161

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ABR humain (protéine liée à la région du point de rupture active). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GTPases et neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABR Lapin pAb
Remarques/Alias	MDB; ABR
Espèce	Humain
GeneID	29
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et la partie C-terminale de l'ABR humain (NP_001243776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q12979
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace