

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abtb1 Pour Wb, Elisa - Q969K4

Numéro d'article: CM0024472

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ABTB1 de haute qualité, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée envers la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation suppressive de croissance PTEN et des processus développementaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABTB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80325
GeneID	80325
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'ABTB1 humain (NP_742024.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q969K4
Poids moléculaire protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace