

Anticorps Polyclonal Anti-Acaa1 Pour Wb, Elisa - P09110

Numéro d'article: CM0022197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACAA1 humaine (3-kétoacyl-CoA thiolase), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Adapté pour l'étude de la bêta-oxydation peroxisomale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAA1 pAb de lapin
Remarques / Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30
GeneID	30
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 210-310 de l'ACAA1 humaine (NP_001598.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09110
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace