

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acaa1 Pour Wb, Elisa - P09110

Numéro d'article: CM0026955



Introduction

ACAA1 Rabbit pAb, validé pour WB et ELISA, cible la 3-kétoacyl-CoA thiolase peroxysomale chez l'homme et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des acides gras et la bêta-oxydation peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Espèce	Humain
GeneID	30
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 300 de l'ACAA1 humain (NP_001598.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P09110
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace