


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acaa2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42765

Numéro d'article: CM0002187



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ACAA2 humain (3-cétoacyl-CoA thiolase). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAA2 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	DSAEC; ACAA2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10449
Identifiant du gène	10449
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 298-397 de l'ACAA2 humain (P42765).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42765
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace