


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acaa2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42765

Numéro d'article: CM0010364



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ACAA2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la 3-cétoacyl-CoA thiolase humaine, souris, rat (42kDa), une enzyme mitochondriale de bêta-oxydation des acides gras. Idéal pour la recherche IVD et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAA2 mAb Lapin
Remarques/Alias	DSAEC
Espèce	Humain
ID de gène	10449
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-271 de l'ACAA2 humaine (NP_006102.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42765
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace