


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acaa2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42765

Numéro d'article: CM0021020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACAA2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la bêta-oxydation mitochondriale et le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DSAEC; ACAA2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10449
GeneID	10449
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ACAA2 humaine (NP_006102.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42765
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace