


Anticorps Polyclonal Anti-Acac1/Acc1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q13085

Numéro d'article: CM0022721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACAC1 (ACC1) humaine, validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les applications de recherche sur la biosynthèse des acides gras et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acétyl-ACC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	31
ID de gène	31
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-75 de l'ACAC1 humaine (NP_942133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13085
Poids de la protéine	266kDa
Expédition	Sac de glace