

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acad11 Pour Wb Et Elisa - Q709F0

Numéro d'article: CM0013012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACAD11 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine d'environ 87 kDa impliquée dans la bêta-oxydation des acides gras du SNC. Adapté à la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ACAD11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACAD-11 ; ACAD11
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84129
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'ACAD11 humaine (NP_115545.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q709F0
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace