

Anticorps Polyclonal Anti-Acad8 Pour Wb, Elisa - Q9Z0M6

Numéro d'article: CM0019228

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ACAD8 (IBDH/ARC42) pour les applications WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACAD8 Lapin pAb
Remarques/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27034
GeneID	27034
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-415 de l'ACAD8 humaine (NP_055199.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Z0M6
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace