

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acad9 Pour Wb Et Elisa - Q9H845

Numéro d'article: CM0026155



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACAD9 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Essentiel pour les études sur l'assemblage du complexe I mitochondrial et l'oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ACAD9 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | NPD002; MC1DN20; ACAD9                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| ID du gène           | 28976 (Humain)                                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ACAD9 humaine (NP_054768.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                |
| SWISS                | Q9H845                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 69kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |