


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acadl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Numéro d'article: CM0016571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACADL (LCAD) humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'oxydation mitochondriale des acides gras. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 31-210.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADL Rabbit pAb
Remarques/Alias	LCAD ; ACAD4 ; ACADL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	33
GeneID	33
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-210 de l'ACADL humain (NP_001599.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28330
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace