

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acadm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Numéro d'article: CM0009980



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine ACADM (MCAD) pour la recherche sur la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADM Rabbit mAb
Remarques/Alias	MCAD ; ACAD1 ; MCADH ; ACADM
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	34
ID du gène	34
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P11310
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant