


Anticorps Polyclonal Anti-Acads Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Numéro d'article: CM0015136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACADS humaine (acyl-CoA déshydrogénase spécifique à chaîne courte) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Optimal pour la recherche sur la bêta-oxydation des acides gras mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACADS Lapin pAb
Remarques/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Espèce	Humain
ID de Gène	35
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ACADS humaine (NP_000008.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16219
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace