


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acads Pour Wb, Ip, Elisa - P16219

Numéro d'article: CM0026764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACADS (SCAD) humain, à réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB, IP et ELISA. Cible l'acyl-CoA déshydrogénase à chaîne courte pour la recherche sur la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADS Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCAD ; ACAD3 ; ACADS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	35
ID de gène	35
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ACADS humain (NP_000008.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16219
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace