

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acadsb Pour Ihc-P, Elisa - P45954

Numéro d'article: CM0016733



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACADSB validé pour IHC-P et ELISA ; détecte l'ACADSB humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de l'oxydation des acides gras à chaîne ramifiée et du métabolisme de la L-isoleucine. SWISS : P45954.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADSB pAb de lapin
Remarques/Alias	ACAD7 ; SBCAD ; 2-MEBCAD ; ACADSB
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	36
ID du gène	36
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 133-432 de l'ACADSB humain (NP_001600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P45954
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace