

Anticorps Polyclonal Anti-Acadvl Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49748

Numéro d'article: CM0029947



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACADVL humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'ACADVL endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à l'étude des troubles de la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADVL Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	37
GeneID	37
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'ACADVL humain (NP_000009.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49748
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace