

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Numéro d'article: CM0015169



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACAP2 humaine (protéine 2 contenant un domaine Arf-GAP à bobine superenroulée, répétition ANK et domaine PH), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Poids moléculaire prédit de 88 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23527
Identifiant du gène	23527
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 160 de l'ACAP2 humain (NP_036419.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15057
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace