


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acat1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Numéro d'article: CM0003587



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ACAT1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur la bêta-oxydation et le métabolisme des corps cétoniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAT1 AcM de lapin
Remarques/Alias	T2 ; MAT ; ACAT ; THIL ; ACAT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	38
Identifiant du gène	38
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 328-427 de l'ACAT1 humain (P24752)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P24752
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace