


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acat1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24752

Numéro d'article: CM0007642



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'ACAT1 humaine, une enzyme mitochondriale clé dans la bêta-oxydation des acides gras et le métabolisme des corps cétoniques. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche métabolique et mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACAT1 Lapin mAb
Remarques/Alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	38
ID de Gène	38
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 34-427 de l'ACAT1 humaine (NM_000019.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24752
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace